


Autoclavable a 121°C



Resistencia a la centrifugación:  
5000 g.



**ATENCIÓN**

Para autoclavar correctamente **NO**  
se debe roscar a fondo el tapón.


| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| KS-I01-1 | Tubo cónico PP 15ml, T/Rosca <b>ESTÉRILES</b> (envase individual) |
| KS-I01-1 | Tubo cónico PP 15ml, T/Rosca <b>NO ESTÉRILES</b>                  |

LABORATORIO  
BIOLOGÍA MOLECULAR  
BACTERIOLOGÍA

## TUBOS CÓNICOS TAPA A ROSCA de 15 ml.

### ESTÉRILES y NO ESTÉRILES

- Tubo de polipropileno transparente con fondo cónico, indicado para pruebas con centrifugación en laboratorios de inmunología, microbiología, etc,
- Rosca continua.
- Grabados en color blanco cada 5 ml.
- Banda blanca para escribir de 35/40 x 20/10\*mm para facilitar la rotulación \*(No ST. / TS.).
- Tapón azul estriado en polietileno, de cierre hermético.
- La bolsa especifica n° de lote y caducidad.



### PRESENTACIÓN



**ESTÉRILES**

BOLSA **x100** u.



**NO ESTÉRILES**

BOLSA **x100** u.



**ESTÉRILES**

Cajón **x1000** u.



**NO ESTÉRILES**

Cajón **x2000** u.

CONSULTANOS TAMBIÉN POR GRADILLAS  
DE POLIPROPILENO O DE METAL

📍 Av. Colonia 449, CABA, Argentina 📞 (011) 2082-7181 / 2081-5715 📱 11 4158-0909



[www.tublood.com](http://www.tublood.com)



[info@tublood.com](mailto:info@tublood.com)



Tublood SA