




LIBRES DE DNAsa, RNAsa.

- Baja retención
- Resistentes a autoclave
- Buen anclaje
- Puntas homogéneas
- Libres de metales
- Trazabilidad

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KS-A06-1	TIPS c/ filtro libre de RNasa y DNasa 1000ul	Rack x 96 u.
KS-A06-03	TIPS c/ filtro libre de RNasa y DNasa 100ul	Rack x 96 u.
KS-A06-6	TIPS c/ filtro libre de RNasa y DNasa 10ul	Rack x 96 u.
KS-A06-2	TIPS c/ filtro libre de RNasa y DNasa 200ul	Rack x 96 u.
KS-A06-4	TIPS c/ filtro libre de RNasa y DNasa 20ul	Rack x 96 u.
MFTB1000-10	TIPS c/ filtro libre de RNasa y DNasa 1000ul	Bolsa x 1000 u.
MFTB100-10	TIPS c/ filtro libre de RNasa y DNasa 100ul	Bolsa x 1000 u.
MFTB10-10	TIPS c/ filtro libre de RNasa y DNasa 10ul Long	Bolsa x 1000 u.
MFTB200-10	TIPS c/ filtro libre de RNasa y DNasa 200ul	Bolsa x 1000 u.
MFTB20-10	TIPS c/ filtro libre de RNasa y DNasa 20ul	Bolsa x 1000 u.

BIOLOGÍA MOLECULAR

TIPS CON FILTRO ESTÉRILES

MARCA
New Leaf

Puntas para pipetas automáticas, el complemento perfecto para un pipeteado **SEGURO, ÁGIL, CÓMODO y PRECISO.**

CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO

- El filtro evita la formación de aerosoles y previene posibles contaminaciones de la pipeta y/o la muestra.
- Purifica de aerosoles y contaminantes el aire que entra en contacto con la pipeta.
- En caso de sobreaspiración, el filtro se compacta al contacto con la muestra bloqueando el pipeteado.
- Protege la muestra de una pipeta accidentalmente no estéril.



POLIPROPILENO HIDROFÓBICO

PRESENTACIÓN



RACKS x96 u.
Cajón cerrado **x10 Racks.**



BOLSA x1000 u.
Cajón cerrado **x10 Bolsas.**

Av. Colonia 449, CABA, Argentina (011) 2082-7181 / 2081-5715 11 4158-0909



www.tublood.com



info@tublood.com



Tublood SA